


**BODYPOINT**



 **boavista**  
solutions  
...THE WAY

# BODYPOINT

## Cinto Pélvico de 2 pontos



- Têm dois pontos de ligação à cadeira de rodas;
- Adequado para utilizadores com tonus muscular baixo.

**XS -HB239XS-A2**

**S -HB249S-A2**

**M -HB209M-A2**

**L - HB205L-A2**



### CENTER-PULL


- Montagem: Utilizador ou Assistente;
- Ajustes: Aperta no centro.



### REAR-PULL

- Montagem: Utilizador;
- Ajustes: Aperta de trás para a frente.

## Cinto Pélvico de 4 pontos



- Têm quatro pontos de ligação à cadeira de rodas;
- As duas faixas principais funcionam como um cinto pélvico de 2 pontos, as outras duas faixas seguram o cinto de forma a prevenir que o mesmo faça o movimento ascendente para o abdomen, ou que este fique torcido.
- Segura a pélvis de modo estável para situações em que o utente faça muitos movimentos.

**XS -HB439XS-A2**

**S -HB409S-A2**

**M -HB409M-A2**

**L - HB405L-A2**



### CENTER-PULL

- Montagem: Utilizador ou Assistente;
- Ajustes: Aperta no centro.



### REAR-PULL

- Montagem: Utilizador;
- Ajustes: Aperta de trás para a frente.

	XS	S	M	L
REAR-PULL	✦	✦	✦	
CENTER_PULL				✦



## Faixas Abdutoras

Cada faixa segura o interior da coxa,, fornecendo uma resistência excepcional à rotação pélvica e obliquidade, sem limitar movimento anterior ou pressão na bexiga.

S- LH600S  
M- LH600M  
L- LH600L



## Dispositivo de Segurança

Finalmente, uma maneira segura para prevenir acidentes pela libertação dos cintos! Estes dispositivos duráveis encaixem nas fivelas de botão metálico, limitando o acesso mesmo aos dedos mais pequenos. Abre instantaneamente com uma ponta de uma caneta.



**FS029C-1**  
XS - Extra Small



**FS025C-1**  
Standard - Small  
- Medium  
- Large

## Clip para cinto


Segura em qualquer local do cinto para evitar as pontas soltas.

Tamanho 1 (25mm)- FS051-20  
Tamanho 2 (38mm)- FS052-20  
Tamanho 3 (50mm)- FS053-20




# BODYPOINT

## Medidas Cinto Pélvico




	A	B	C	D
XS	2.5 cm	4.4 cm	15 cm	117 cm
S	3.8 cm	5.7 cm	18 cm	127 cm
M	3.8 cm	6.4 cm	23 cm	142 cm
L	5 cm	7.6 cm	28cm	152 cm

## Selecionar Cinto Pélvico



XS	S	M	L
13 - 23 cm	18 - 28 cm	23 - 38 cm	33 - 48 cm

## Selecionar Faixas Abdutores



S	M	L
20 - 28 cm	28 - 36 cm	36 - 41 cm



BOAVISTA SOLUTIONS, LDA  
Rua Engº Ezequiel de Campos, 541-2º . Zona Industrial do Porto  
4100-233 Porto Portugal  
Tel. +351 22 615 11 50 . Fax. +351 22 615 11 52  
info@boavistasolutions.eu . www.boavistasolutions.eu

