

NOVO

## Cinto Pélvico

O cinto pélvico REHAB LATCH™ é a chave para um alinhamento postural que vai fixar um posicionamento completo do tronco, cabeça e extremidades. O nylon é utilizado para dar mais resistência e dureza ao cinto. As almofadas Laminar Pads™ foram desenhados para encaixar à volta do corpo e para distribuir a pressão para um conforto total durante todo o dia. Ajustos do comprimento do cinto e o hardware de montagem são instalados para satisfazer as necessidades dos utilizadores.

A fivela é 20% mais fina, curta e mais leve.

Material nylon para dar melhor conforto.

Abertura mais conveniente para facilitar o utilizadores com pouca força nas mãos.



Aço inoxidável com características mais resistentes e de maior durabilidade.

Pontas redondas para não ficar encaixado na roupa ou magoar as mãos.

NOVO

## Almofadas Sub ASIS

Vêm combinado com um cinto Velcro® especial, as almofadas Sub-Assis promove dois pontos de contacto com o pélvis. O resultado é uma estabilidade e um melhor controlo da obliquidade e rotação. As almofadas são enchidas com um gel SynerGel™ para deixar um espaço de conforto entre o cinto e o abdómen, reduzindo o pressão contra a a bexiga.


XS / S- PD402-2  
M / L- PD401-2



 **boavista**  
solutions


...THE WAY

## Medidas Cinto Pélvico



	A	B	C	D
XS	2.5 cm	4.4 cm	15 cm	117 cm
S	3.8 cm	5.7 cm	18 cm	127 cm
M	3.8 cm	6.4 cm	23 cm	142 cm
L	5 cm	7.6 cm	28cm	152 cm

## Seleccíonar Cinto Pélvico



XS	S	M	L
13 - 23 cm	18 - 28 cm	23 - 38 cm	33 - 48 cm



BOAVISTA SOLUTIONS, LDA  
Rua Engº Ezequiel de Campos, 541-2º . Zona Industrial do Porto  
4100-233 Porto Portugal  
Tel. +351 22 615 11 50 . Fax. +351 22 615 11 52  
info@boavistasolutions.eu . www.boavistasolutions.eu