

VARILITE



 **boavista**
solutions
...THE WAY

EVOLUTION PSV

Nível de Protecção: ALTA

Nível Posicionamento: MÁXIMO

Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores com risco médio-alto de contração de escaras e necessidades de posicionamento simétrico.

Recomendada para disfunções motoras e neurológicas devido a lesões medulares, AVC, EM, traumatismos cranianos e paralisia cerebral.

Descrição: Almofada com sistema Air-Foam Floatation de uma só camada controlada por uma válvula de sistema PSV. Inclui capa de incontinência lavável.



Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)
30x35
35x35 / 35x40 / 35x45 / 35x50
38x38 / 38x43
40x35 / 40x40 / 40x45 / 40x50
43x43
45x40 / 45x45 / 45x50
50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 9.5cm.
Peso (45x45): 1kg.
Carga Máx: 300kg.

Tamanhos Bariátricos:

Largura x Profundidade (cm.)
55x45 / 55x50
60x45 / 60x50

Altura: 9.5cm.
Carga Máx: 340kg.



EVOLUTION WAVE

Nível de Protecção: ALTA

Nível Posicionamento: MÁXIMO

Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores com risco médio-alto de contração de escaras e necessidades de posicionamento simétrico.

Recomendada para disfunções motoras e neurológicas devido a lesões medulares, AVC, EM, traumatismos cranianos e paralisia cerebral.

Descrição: Almofada com sistema Air-Foam Floatation de uma só camada controlada por uma válvula de sistema PSV. Inclui capa de incontinência lavável. Inclui sistema de controlo de posição Wave a escolher.



Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)

30x35

35x35 / 35x40 / 35x45 / 35x50

38x38 / 38x43

40x35 / 40x40 / 40x45 / 40x50

43x43

45x40 / 45x45 / 45x50

50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 12.9 cm.

Peso (45x45): 1.3 kg.

Carga Máx: 300kg.

Tamanhos Bariátricos:

Largura x Profundidade (cm.)

55x45 / 55x50

60x45 / 60x50

Altura: 12.9 cm.

Carga Máx: 340kg.

CPW (Contoured Positioning Wedge)

-Apoio lateral das pernas e apoio abdutor para melhor alinhamento dos membros inferiores.



WAVE CPW

LPB (Lateral Positioning Base)

-Apoio lateral das pernas e apoio abdutor para melhor alinhamento dos membros inferiores.

-Base sólida para estabilidade postural.



WAVE LPB

CPB (Contoured Positioning Base)

-Apoio pélvico lateral para manter a pélvis centrada no assento;

-Apoio lateral das pernas e apoio abdutor para melhor alinhamento dos membros inferiores.

-Base sólida para estabilidade postural.



WAVE CPB



MERIDIAN

Nível de Protecção: ALTA

Nível Posicionamento: MÁXIMO

Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores com risco alto de contração de escaras e necessidades de posicionamento simétrico.

Recomendada para disfunções motoras e neurológicas devido a lesões medulares, AVC, EM, traumatismos cranianos e paralisia cerebral que necessitam de protecção na camada superior da pele.

Descrição: Almofada com sistema Air-Foam Flootation com duas câmaras independentes cada uma controlada por uma válvula de inflação invertida. Inclui capa de incontinência lavável.

Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)
30x35
35x35 / 35x40 / 35x45 / 35x50
38x38 / 38x43
40x35 / 40x40 / 40x45 / 40x50
43x43
45x40 / 45x45 / 45x50
50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 9.5cm.
Peso (45x45): 1kg.
Carga Máx: 300kg.

Tamanhos Bariátricos:

Largura x Profundidade (cm.)
55x45 / 55x50
60x45 / 60x50

Altura: 9.5cm.
Carga Máx: 340kg.



MERIDIAN WAVE

Nível de Protecção: ALTA

Nível Posicionamento: MÁXIMO

Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores com risco elevado de contração de escaras e necessidades de posicionamento simétrico ou para corpos flexíveis.

Recomendada para disfunções motoras e neurológicas devido a lesões medulares, AVC, EM, paralisia cerebral e traumatismos cranianos. Os terapeutas valorizam o apoio anatómico e o efeito “cunha” criado pela câmara dupla de MERIDIAN.

Descrição: Almofada com sistema Air-Foam Floatation com duas câmaras independentes cada uma controlada por uma válvula de inflação invertida. Inclui capa de incontinência lavável.

Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)

30x35

35x35 / 35x40 / 35x45 / 35x50

38x38 / 38x43

40x35 / 40x40 / 40x45 / 40x50

43x43

45x40 / 45x45 / 45x50

50x40 / 50x45 / 50x50

Tamanhos Bariátricos:

Largura x Profundidade (cm.)

55x45 / 55x50

60x45 / 60x50

Altura: 12.9 cm.

Carga Máx: 340kg.

Altura: 12.9 cm.

Peso (45x45): 1.3 kg.

Carga Máx: 300kg.



CPW (Contoured Positioning Wedge)

-Apoio lateral das pernas e apoio abdutor para melhor alinhamento dos membros inferiores.



WAVE CPW

LPB (Lateral Positioning Base)

-Apoio lateral das pernas e apoio abdutor para melhor alinhamento dos membros inferiores.

-Base sólida para estabilidade postural.



WAVE LPB

CPB (Contoured Positioning Base)

-Apoio pélvico lateral para manter a pélvis centrada no assento;

-Apoio lateral das pernas e apoio abdutor para melhor alinhamento dos membros inferiores.

-Base sólida para estabilidade postural.



WAVE CPB



PROFORM NX

Nível de Protecção: ALTA

Nível Posicionamento: MÁXIMO E MODIFICÁVEL

Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores com um alto risco de obtenção de escaras e necessidades de posicionamento simétrico e assimétrico ou para corpos flexíveis ou estruturados. Ideal para um bom controlo da basculação pélvica, assim como as obliquidades e rotações pélvicas, dismetrias do fémur e amputados.

Recomendada para utilizadores com vários tipos de patologias e com necessidades de posicionamento assimétrico, uma vez que é totalmente adaptada às necessidades do utente.

Descrição: Almofada com sistema Air-Foam Flootation com duas câmaras independentes cada uma controlada por uma válvula de inflação invertida. Espuma de célula aberta modificável na parte frontal para uma melhor adaptação das assimetrias. Inclui sistema de controlo de posição Wave a escolher. Inclui capa de incontinência lavável.

Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)

30x35

35x35 / 35x40

38x38 / 38x43

40x40 / 40x45 / 40x50

43x43

45x40 / 45x45 / 45x50

50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 12cm.

Peso (45x45): 1,3 kg.

Carga Máx: 300kg.



Obliquidade Pélvica




Rotação Pélvica




AVC, Aputação,
Flexão da anca limitada



Posturas simétricas com necessidades
de apoios adicionais



Pontos de Pressão



Diferença de comprimento nos
membros inferiores



ZOID PSV

Nível de Protecção: MODERADO

Nível Posicionamento: MODERADO

Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores activos e com risco moderado de contrair úlceras por pressão. Ideal para quem precisa de uma almofada de "Low Profile" e sem grandes necessidades de apoio. O seu baixo peso (567g), bem como a absorção de vibrações nas mais variadas actividades, fazem da ZOID PSV a almofada preferida pelos atletas.

Descrição: Almofada de baixo perfil com sistema Air-Foam Floatation com apenas uma camada controlada por uma válvula PSV. Inclui capa de incontinência lavável.

Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)

30x20 / 30x30 / 30x35

35x35 / 35x40 / 35x45

38x38 / 38x43

40x40 / 40x45 / 40x50

43x43


45x40 / 45x45 / 45x50

50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 6cm.

Peso (45x45): 0,85kg.

Carga Máx: 250kg.



REFLEX

Recomendada para utilizadores activos e com risco moderado de contrair úlceras por pressão.

A almofada Reflex fornece conforto e estabilidade. Especialmente indicado para a Geriatria (lares), doentes nos hospitais e outros ambientes clínicos. A capa lavável.

Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)

30x30 / 30x35

35x35 / 35x40 / 35x45 / 35x50

38x38 / 38x43

40x35 / 40x40 / 40x50

42.5x42.5

45x40 / 45x40 / 45x45 / 45x50

50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 6cm.

Peso (45x45): 0,85kg.

Carga Máx: 300kg.



BASES DE MADEIRA



Tipo de Utilizador: Ideal para utilizadores que possuem uma cadeira com a base de assento em tela, mas que pretendem utilizar uma almofada.

Descrição: Base de madeira para inserir dentro da capa da almofada para evitar que a almofada se deforme.

Tamanhos disponíveis:

Largura x Profundidade (cm.)
30x30 / 30x35
35x35 / 35x40 / 35x45 / 35x50
37x37 / 37x43
40x40 / 40x45 / 40x50
43x43
45x40 / 45x45 / 45x50
50x40 / 50x45 / 50x50

Altura: 6cm.
Peso (45x45): 0,3 kg.



BOAVISTA SOLUTIONS, LDA
Rua Eng° Ezequiel de Campos, 541-2° . Zona Industrial do Porto
4100-233 Porto Portugal
Tel. +351 22 615 11 50 . Fax. +351 22 615 11 52
info@boavistasolutions.eu . www.boavistasolutions.eu

