

ZEBRA



 **boavista**
solutions
...THE WAY

ZEBRA



ZEBRA

A cadeira de reabilitação Zebra é feita de madeira ecológica. O dispositivo pode também ser usado para brincar durante o processo de reabilitação. A cadeira esta equipada com rodas, que permitem facilmente transportar a criança de um quarto para o outro. No caso da criança necessitar de descansar a cadeira rebate de modo a ficar deitada.

O equipamento pode ser usado nas seguintes patologias:

- Paralisia Cerebral Infantil
- Paraparésia
- Paraplegia
- Tetraplegia
- Tetraparésia
- Degeneração do sistema nervoso central
- Politraumatizados
- Parésia dos membros inferiores
- Esclerose múltipla
- Doença de desmielinização avançada
- Quarto estágio de doença reumática
- Mielomeningocele
- Lesões vertebro-medulares
- Lesões vertebro-medulares ao nível lombar, torax e pescoço



O apoio de cabeça têm uma forma ergonomica que garante um correcto e seguro processo de reabilitação.



Os ajustes permitem transformar a cadeira num Standing Frame.



A mesa de madeira é feita com madeira ecológica, esta mesa é usada para as crianças fazerem as suas actividades manuais.



“Pressão e tração” este sistema permite um ajuste rápido fornecendo uma maxima estabilização e segurança.




ACESSÓRIOS



ZB_001 - Cinto de suporte para a cabeça



ZB_003 - Apoio de Pés Reguláveis (pronação e supinação)



ZB_004 - Apoio de Peito



ZB_005 - Mesa de actividades



ZB_006 - Estabilizador de joelhos



ZB_007 - Almofadas para protecção gêmeos



ZB_008 - Apoio de Cabeça Ajustável




ZB_009 - Suporte peito e ancas com ajuste individual



ZB_010 - Faixas Abdutoras



MEDIDAS



	Tamanho 1	Tamanho 2
A- Largura da Pélvis	16 - 23 cm	18 - 27 cm
C- Circunferência do Peito	16 - 23 cm	18 - 27 cm
J- Comprimento do Tronco	44 - 60 cm	50 - 72 cm
H- Comprimento da Coxa	17 - 26 cm	21 - 32 cm
I- Comprimento da perna (joelho-pé)	18 - 35 cm	18 - 42 cm
G- Peso do utente (max.)	25 Kg	45 Kg
N- Altura da Criança	77 - 109 cm	86 - 130 cm



ZEBRA



BOAVISTA SOLUTIONS, LDA
Rua Eng° Ezequiel de Campos, 541-2° . Zona Industrial do Porto
4100-233 Porto Portugal
Tel. +351 22 615 11 50 . Fax. +351 22 615 11 52
info@boavistasolutions.eu . www.boavistasolutions.eu

AKCES[®]**MED**